

# KIT DE PROTECTION PERSONNEL SOIGNANT

### Paire de manchettes ( obligatoirement avec sur-blouse page 2 )

- ✓ Kit de protection : une sur-blouse plus une paire de manchettes
- ✓ Paire de manchettes liées par une bande plastique
- ✓ Une épaisseur renforcée : plus de solidité, plus d'étanchéité et protection face aux projections



#### Caractéristiques

Type	Manchette de protection
Dimensions 1 manchette (IxL)	260x750 mm (+/- 2,5%)
Epaisseur	30 µ (+/- 8%)
Couleur	Translucide teinté bleu
Type de lien	sans
Type de sac	-
Type de soudure	Traditionnelle
Bande Papier	Oui / non personnalisée

#### Composition

PE Basse Densité

#### Logistique

EAN CODE	0370006021600
Conditionnement	10 rouleaux de 20 soit 200 paires de manchettes
Dimensions du carton	292 x 250 x 175
Nb cartons/couche	12
Nb cartons/palette	49
Nb couches/palette	4 couches + 1 rang de 1 carton
Nb produits /palette	9800 manchettes
Dimensions palette Palette Europe avec échange	800x1200 mm

#### IMPORTANT

Sur-blouse et paire de manchettes sont livrables à quantités égales soit 1 carton de sur-blouses + 1 carton de paires de manchettes

#### Impression des sacs

Libellé impression	Sans
Type d'impression	Non
Couleur d'impression	

#### Visuel produit




Photo non contractuelle

#### PROTOCOLE D'UTILISATION MANCHETTE

##### Les mettre:

- 1) Retirer la partie prédécoupée au centre.
- 2) Glisser les bras dans les 2 manchettes.
- 3) Passer la bande plastique derrière la tête

##### Les retirer:

- 1) Déchirer la bande plastique dans le dos en tirant dessus.
- 2) Retirer les manchettes de l'épaule vers le poignet en les retournant.

*Voir mode d'emploi*

#### Certifications



#### Secteur d'utilisation



Santé

### Sur-blouse

( obligatoirement avec paire de manchettes page 1 )

- ✓ Kit de protection : une sur-blouse plus une paire de manchettes
- ✓ Une blouse intégrant trous pour passage tête et bras, et prédécoupe dans le dos
- ✓ Une épaisseur renforcée : plus de solidité, plus d'étanchéité et protection face aux projections



#### Caractéristiques

Type	Sur-blouse de protection
Dimensions (l x h)	800x1300 mm (+/- 2,5%)
Épaisseur	35 µ (+/- 8%)
Couleur	Translucide teinté bleu
Type de lien	sans
Type de sac	-
Type de soudure	Traditionnelle
Bande Papier	Oui / non personnalisée

#### Composition

PE Basse Densité

#### Logistique

EAN CODE	03700036021587
Conditionnement	10 rouleaux de 20 soit 200 sur-blouses
Dimensions du carton	445X250X200
Nb cartons/couche	7
Nb cartons/palette	49
Nb couches/palette	7
Nb produits /palette	9800 Sur-blouses
Dimensions palette Palette Europe avec échange	800x1200 mm

#### IMPORTANT

Sur-blouse et paire de manchettes sont livrables à quantités égales soit 1 carton de sur-blouses + 1 carton de paires de manchettes

#### Impression des sacs

Libellé impression	Sans
Type d'impression	Non
Couleur d'impression	

#### Visuel produit




Photo non contractuelle

#### PROTOCOLE D'UTILISATION SUR-BLOUSE

##### Enfiler la blouse :

- 1) Passer les bras dans les ouvertures.
- 2) Passer la tête dans l'ouverture.
- 3) Ajuster en couvrant bien les épaules.

##### Retirer la blouse :

- 1) Déchirer la prédécoupe dans le haut du dos en tirant de chaque côté.
- 2) La retirer impérativement en tirant vers l'avant et vers le bas.

*Voir mode d'emploi*

#### Certifications



#### Secteur d'utilisation



Santé